


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-C-Abl-Y245 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P00519

Numéro d'article: CM0000571



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique dirigé contre ABL1 (c-Abl) validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'ABL1 humaine, de souris et de rat à ~123 kDa. Convient pour la recherche sur la signalisation des kinases, les dommages à l'ADN et la leucémie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-c-Abl-Y245 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ABL; JTK7; p150; c-ABL; v-abl; CHDSKM; c-ABL1; BCR-ABL; bcr/abl; Phospho-c-Abl-Y245
Espèce	Humain
GeneID	25
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour du Y245 de l'ABL1 humaine (NP_005148.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00519
Poids de la protéine	123kDa
Expédition	Sac isothermique avec glace