


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Phospho-C-Jun-S63 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P05412

Numéro d'article: CM0001982



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute spécificité dirigé contre c-Jun phosphorylé (S63). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation du facteur de transcription AP-1 et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-c-Jun-S63 Rabbit mAb
Remarques / Alias	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-S63
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3725
ID du gène	3725
Immunogène	Peptide synthétique Peptide phosphorylé synthétique autour de S63 de c-Jun humain (P05412).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05412
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sachet de glace