


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-C-Jun (T91) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P05412

Numéro d'article: CM0001161



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le phospho-c-Jun (T91) pour WB, IHC-P, ELISA chez l'homme et la souris. Cible le facteur de transcription Jun, un composant du complexe AP-1, jouant un rôle dans la prolifération cellulaire, l'apoptose et l'oncogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-c-Jun-T91 Rabbit mAb
Remarques/Alias	AP1 ; p39 ; AP-1 ; cJUN ; c-Jun ; Phospho-c-Jun-T91
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3725
GeneID	3725
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de T91 du c-Jun humain (P05412)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P05412
Poids protéique	36 kDa
Expédition	Sac de glace