


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-C-Myc-S373 Pour Wb - P01106

Numéro d'article: CM0001565



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la protéine humaine c-Myc phosphorylée sur la sérine 373. Adapté à l'analyse par Western blot. Cible le facteur de transcription proto-oncogène c-Myc (~51 kDa), impliqué dans la croissance cellulaire et l'oncogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-c-Myc-S373 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Phospho-c-Myc-S373
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4609
ID de gène	4609
Immunogène	Un peptide phospho-spécifique correspondant aux résidus entourant la S373 de la c-Myc humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01106
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Pain de glace