


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-C-Myc (S62) Pour Wb, Ihc-P Et Elisa - P01106

Numéro d'article: CM0001103



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant c-Myc phosphorylé sur Ser62. Validé pour WB, IHC-P et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cancer et les études de transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin Phospho-c-Myc-S62
Remarques/Alias	MRTL ; MYCC ; c-Myc ; bHLHe39 ; Phospho-c-Myc-S62
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4609
Identifiant du gène	4609
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phospho-spécifique correspondant aux résidus entourant S62 de MYC humain (NP_001341799.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01106
Poids moléculaire protéique	51 kDa
Expédition	Sac de glace