


Anticorps Polyclonal Anti-Phospho-C-Myc (T358) Pour Wb, Elisa - P01106

Numéro d'article: CM0001406



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la c-Myc phosphorylée au niveau du Thr358. Convient pour le Western blot et l'ELISA pour détecter la phosphorylation de la c-Myc humaine, un facteur de transcription et un oncogène clé impliqué dans la croissance cellulaire et l'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-c-Myc-T358 pAb de lapin
Remarques / Alias	MRTL ; MYCC ; c-Myc ; bHLHe39 ; Phospho-c-Myc-T358
Espèce	Humaine
GeneID (Humaine)	4609
GeneID	4609
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide phospho-spécifique correspondant aux résidus autour du T358 de la c-Myc humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P01106
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace