


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-C-Myc (T58) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P01106

Numéro d'article: CM0001544



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le c-Myc phosphorylé (T58), validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit avec l'homme, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation Myc, le cycle cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Phospho-c-Myc-T58 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Phospho-c-Myc-T58
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (Humain)	4609
Identifiant du gène	4609
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de T58 du MYC de souris (NP_001170823.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01106
Poids de la protéine	51kDa
Expédition	Sac de glace