


Anticorps Polyclonal Anti-Phospho-Camk2-T286 Pour Wb, Elisa - Q13554 / Q13557 / Q13555 / Q9Uqm7

Numéro d'article: CM0001858



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant spécifiquement la thréonine 286 phosphorylée (T286) de la CaMKII alpha (Camk2a), avec une réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Validé pour le WB et l'ELISA, idéal pour l'étude de la plasticité synaptique et de l'activation de la CaMKII.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-phospho-Camk2-T286
Remarques/Alias	CAMKA; MRD53; MRT63; CaMKIIalpha; CaMKIINalpha; CAM2; CAMK2; CAMKB; MRD54; CaMKIibeta; CAMKD; CAMK; CAMKG; MRD59; CAMK-II; Phospho-Camk2-T286
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	815
ID de gène	816/817/818/815
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique phosphorylé autour du site T286 de la Camk2a humaine (NP_741960.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13554/Q13557/Q13555/Q9UQM7
Poids de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace