


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Phospho-Camk2-T286 Pour Wb - Q13554 / Q13557 / Q13555 / Q9Uqm7

Numéro d'article: CM0001297



Introduction

Anticorps monoclonal lapin phospho-spécifique détectant Camk2 phosphorylé en T286 ; adapté pour WB et ELISA sur des échantillons humains et murins. Poids moléculaire : 54 kDa. Validé pour la recherche sur la plasticité synaptique, l'apprentissage et la mémoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAb Lapin Phospho-Camk2-T286
Remarques/Alias	CAMKA; MRD53; MRT63; CaMKIIalpha; CaMKIINalpha; CAM2; CAMK2; CAMKB; MRD54; CaMKIibeta; CAMKD; CAMK; CAMKG; MRD59; CAMK-II; Phospho-Camk2-T286
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	816/817/818/815
GeneID	816/817/818/815
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de T286 de Camk2 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	Q13554/Q13557/Q13555/Q9UQM7
Poids de la Protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace