


Anti-Phospho-Cbl-Y774 Pab De Lapin - P22681

Numéro d'article: CM0000832



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre Phospho-CBL-Y774, validé pour WB et ELISA. Il détecte spécifiquement la CBL phosphorylée sur la tyrosine 774 dans des échantillons humains. Idéal pour la recherche sur le cancer et la transduction de signaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-CBL-Y774 pAb de lapin
Remarques / Alias	CBL2; NSLL; C-CBL; RNF55; FRA11B; Phospho-CBL-Y774
Espèce	Humain
GeneID (humain)	867
GeneID	867
Immunogène	Peptide synthétique Peptide phosphorylé synthétique correspondant à la région autour de Y774 de la protéine CBL humaine (NP_005179.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P22681
Poids de la protéine	100kDa
Expédition	Sac de glace