


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Cd115/Csf-1R-Y723 Pour Wb Et Elisa - P07333

Numéro d'article: CM0001443



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant le CSF1R (CD115) humain phosphorylé au niveau de Y723. Validé pour WB et ELISA. Idéal pour étudier la signalisation CSF1/IL34, la biologie des macrophages et la recherche sur l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin Phospho-CD115/CSF-1R-Y723
Remarques/Alias	FMS ; CSFR ; FIM2 ; GPSC ; HDLS ; C-FMS ; CD115 ; HDLS1 ; CSF-1R ; BANDDOS ; M-CSF-R ; Phospho-CD115/CSF-1R-Y723
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1436
GeneID	1436
Immunogène	Peptide synthétique (un peptide phosphorylé synthétique autour de Y723 du CSF1R humain, NP_005202.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P07333
Poids protéique	108 kDa
Expédition	Sac de glace