

Anti-Phospho-Cd117/C-Kit-Y721 Pab De Lapin Pour Wb - P10721

Numéro d'article: CM0000449



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-CD117/c-Kit-Y721, validé pour Western Blot chez l'Homme. Détecte la tyrosine 721 phosphorylée de KIT, un récepteur tyrosine kinase crucial pour la survie cellulaire, la prolifération et l'hématopoïèse. Idéal pour la recherche sur la transduction de signaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Phospho-CD117/c-Kit-Y721 de lapin
Remarques / Alias	PBT ; SCFR ; C-Kit ; CD117 ; MASTC ; Phospho-CD117/c-Kit-Y721
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3815
GeneID	3815
Immunogène	Peptide synthétique : peptide phospho-spécifique correspondant aux résidus autour de Y721 du KIT humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P10721
Poids de la protéine	110 kDa
Expédition	Sac de glace