

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Cd117/C-Kit (Y721) Pour Wb - P10721

Numéro d'article: CM0001948



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique du c-Kit phosphorylé (Tyr721). Validé pour WB et ELISA, il détecte le CD117 humain, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation KITLG/SCF dans le maintien des cellules souches, l'oncogenèse et le développement des mastocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-CD117/c-Kit-Y721 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PBT ; SCFR ; C-Kit ; CD117 ; MASTC ; Phospho-CD117/c-Kit-Y721
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3815
GeneID	3815
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y719 du Kit de souris (NP_066922.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10721
Poids de la protéine	110 kDa
Expédition	Sachet de glace