

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Cdc25C (S216) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P30307

Numéro d'article: CM0001157



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique dirigé contre cdc25C (S216), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec des cibles humaines, murines et de rat. Idéal pour l'étude de la progression du cycle cellulaire et de la régulation mitotique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-cdc25C-S216 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CDC25; PPP1R60; Phospho-cdc25C-S216
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	995
GeneID	995
Immunogène	Peptide synthétique : peptide phosphorylé synthétique autour du résidu S216 de la protéine cdc25C humaine (NP_001781.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30307
Poids de la protéine	53kDa
Expédition	Sac de glace