


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Phospho-Cdc37-S13 Pour Wb, Elisa - Q16543

Numéro d'article: CM0001589



Introduction

Anticorps monoclonal lapin spécifique au phospho ciblant CDC37 phosphorylé sur Ser13. Validé pour le Western blot et l'ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la fonction de co-chaperonne Hsp90 et des voies de stabilisation des kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-CDC37-S13 Lapin mAb
Remarques/Alias	P50CDC37; Phospho-CDC37-S13
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11140
GeneID	11140
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16543
Poids Protéique	44kDa
Expédition	Sac de glace