


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Cdk1-T14 Pour Wb, Elisa - P06493

Numéro d'article: CM0000610



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant le phospho-Thr14 du CDK1 humain (CDC2), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire, la mitose et le cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | Phospho-CDK1-T14 Lapin pAb                                                    |
| Remarques/Alias    | CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-CDK1-T14                                       |
| Espèce             | Humain                                                                        |
| GeneID (Humain)    | 983                                                                           |
| GeneID             | 983                                                                           |
| Immunogène         | Un peptide phosphorylé synthétique autour du T14 du CDK1 humain (NP_001777.1) |
| Source             | Lapin                                                                         |
| Catégorie          | Anticorps Phosphorylés                                                        |
| Application        | WB, ELISA                                                                     |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat                                                           |
| SWISS              | P06493                                                                        |
| Poids Protéique    | 34kDa                                                                         |
| Expédition         | Sac de glace                                                                  |