


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Cdk1-T161+Cdk2/Cdk3-T160 Pour Wb - P06493

Numéro d'article: CM0001838



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin reconnaissant CDK1-T161, CDK2-T160 et CDK3-T160 phosphorylés. Adapté pour le Western blot, l'IF-P, l'IHC-P et l'ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire, la mitose et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin Phospho-CDK1-T161+CDK2/CDK3-T160
Remarques/Alias	CDC2 ; CDC28A ; P34CDC2 ; Phospho-CDK1-T14
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	983
GeneID	983
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de T161&T160 de la CDK1 humaine (NP_001777.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06493
Poids moléculaire de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace