

Anticorps Polyclonal Anti-Phospho-Cdk1-Y15 Pour Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P06493

Numéro d'article: CM0001850



Introduction

Anticorps Polyclonal Lapin Anti-Phospho-CDK1-Y15 validé pour WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Reconnaît le CDK1 phosphorylé sur la Tyr15, un régulateur clé du cycle cellulaire. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb Lapin Phospho-CDK1-Y15
Remarques/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-CDK1-Y15
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	983
GeneID	983
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour de la Y15 du CDK1 humain (NP_001777.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06493
Poids Protéique	34kDa
Expédition	Sac de glace