


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Cdk2-T160 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P24941

Numéro d'article: CM0001429



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-Phospho-CDK2-T160 (pAb) validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte le CDK2 humain, souris et rat phosphorylé en Thr-160. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire, les dommages à l'ADN et l'oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-CDK2-T160 Lapin pAb
Remarques/Alias	CDKN2; p33(CDK2); Phospho-CDK2-T160
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	1017
ID de Gène	1017
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de T160 du CDK2 humain (NP_001789.2?/NP_001249.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24941
Poids Protéique	30 kDa/34 kDa
Expédition	Sac de glace