

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Cfl1-Y139 Pour Ihc-P, Elisa - P23528

Numéro d'article: CM0001533



Introduction

Le pAb de lapin Phospho-CFL1-Y139 de CamelBio détecte la cofiline-1 phosphorylée (Y139) chez l'humain, la souris et le rat pour IHC-P et ELISA. Idéal pour la recherche sur la dynamique de l'actine et la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	Phospho-CFL1-Y139 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CFL; cofilin; HEL-S-15; Phospho-CFL1-Y139
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1072
GeneID	1072
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23528
Poids Protéique	19kDa
Expédition	Sac de glace