


Anticorps Monoclonal Anti-Phospho-Chk1 (S280) Pour Wb, Elisa - O14757

Numéro d'article: CM0001670



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique détectant la Chk1 humaine phosphorylée sur la sérine 280. Adapté aux applications de Western blot et ELISA. Conçu pour la recherche sur les points de contrôle du cycle cellulaire et la réponse aux dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Chk1-S280 AcM de lapin
Remarques/Alias	CHK1 ; Phospho-Chk1-S280
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	1111
Immunogène	Un peptide synthétique phospho correspondant aux résidus entourant la S280 de la Chk1 humaine.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O14757
Poids moléculaire de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace