


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Chk1-S280 Pour Wb, Elisa - O14757

Numéro d'article: CM0001468



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Phospho-Chk1-S280 validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Détecte la Chk1 humaine phosphorylée sur la sérine 280. Convient pour l'étude de la réponse aux dommages à l'ADN, des points de contrôle du cycle cellulaire et de la biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-Phospho-Chk1-S280
Remarques/Alias	CHK1 ; Phospho-Chk1-S280
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1111
GeneID	1111
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O14757
Poids protéique	54 kDa
Expédition	Sac de glace