


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Chk1-S296 Pour Wb, Elisa - O14757

Numéro d'article: CM0000717



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre la phospho-Chk1-S296 (humain) pour Western Blot et ELISA. Essentiel pour l'étude de la réponse aux dommages à l'ADN et des voies de signalisation des points de contrôle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin Phospho-Chk1-S296
Remarques/Alias	CHK1 ; Phospho-Chk1-S296
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1111
GeneID	1111
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de S296 de la Chk1 humaine (O14757).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O14757
Poids protéique	54 kDa
Expédition	Sac de glace