

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Chk1 (S317) Pour Wb, Elisa - O14757

Numéro d'article: CM0001461



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la phospho-Chk1 (Ser317). Validé pour WB et ELISA, il permet la détection de Chk1 activé dans des échantillons humains pour la recherche sur les dommages à l'ADN et les points de contrôle du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Phospho-Chk1-S317 Rabbit mAb
Remarques/Alias	CHK1; Phospho-Chk1-S317
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1111
ID du gène	1111
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour du S317 de Chk1 humain (NP_001265.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O14757
Poids de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace