


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Chk1-S345 Pour Wb Et Elisa - O14757

Numéro d'article: CM0000661



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant la Chk1 humaine sur Ser-345. Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Impliqué dans les voies de point de contrôle des dommages à l'ADN et d'arrêt du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                    | Spécification                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit               | pAb de lapin Phospho-Chk1-S345                                                     |
| Remarques/Alias              | CHK1 ; Phospho-Chk1-S345                                                           |
| Espèce                       | Humain                                                                             |
| Identifiant du gène (Humain) | 1111                                                                               |
| Identifiant du gène          | 1111                                                                               |
| Immunogène                   | Un peptide synthétique phosphorylé autour de S345 de la Chk1 humaine (NP_001265.2) |
| Source                       | Lapin                                                                              |
| Catégorie                    | Anticorps phosphorylés                                                             |
| Application                  | WB, ELISA                                                                          |
| Réactivité croisée           | Humain, Souris, Rat                                                                |
| SWISS                        | O14757                                                                             |
| Poids protéique              | 54 kDa                                                                             |
| Expédition                   | Sac de glace                                                                       |