

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Chk2-T68 Pour Wb, Elisa - O96017

Numéro d'article: CM0000772



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique pour le phospho-T68 de Chk2 humain (CHEK2), validé pour WB et ELISA. Idéal pour la recherche sur la signalisation des dommages à l'ADN et les points de contrôle du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du Produit	Phospho-Chk2-T68 pAb Lapin
Remarques/Alias	CDS1; CHK2; LFS2; RAD53; hCds1; HuCds1; PP1425; Phospho-Chk2-T68
Espèce	Humain
ID de Gène	11200
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour du T68 de Chk2 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	O96017
Poids Protéique	61kDa
Expédition	Sac de glace