

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Creb1-S133 Pour Ihc-P, Elisa - P16220

Numéro d'article: CM0001240



Introduction

Cet anticorps phospho-CREB1 (Ser133) détecte les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour l'IHC-P et l'ELISA, c'est un outil précieux pour étudier la régulation de la transcription, les rythmes circadiens et la recherche en transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin Phospho-CREB1-S133
Remarques/Alias	CREB ; CREB-1 ; Phospho-CREB1-S133
Espèce	Humain
GeneID	1385
Immunogène	Peptide synthétique (un peptide phosphorylé synthétique autour de la Ser133 du CREB1 humain)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16220
Poids protéique	35 kDa
Expédition	Sac de glace