

Anti-Creb1 Phospho-S133 Pab De Lapin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P16220

Numéro d'article: CM0001169



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CREB1 phosphorylé (Ser133). Validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la transcription, le rythme circadien et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CREB1 phospho-S133
Remarques / Alias	CREB; CREB-1; Phospho-CREB1-S133
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1385
GeneID	1385
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique phosphorylé autour du résidu S133 de CREB1 humain (NP_604391.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16220
Poids de la protéine	35kDa
Expédition	Sac de glace