

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Creb1 (Ser129) Pour Wb, Elisa - P16220

Numéro d'article: CM0000645



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique au phospho-cible, dirigé contre CREB1 phosphorylé en Ser129. Validé pour WB et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Convient à l'étude de la transcription médiée par l'AMPC et de la régulation du rythme circadien.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-CREB1-S129 Lapin pAb
Remarques/Alias	CREB; CREB-1; Phospho-CREB1-S129
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1385
ID de gène	1385
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour du S129 de CREB1 humain (NP_604391.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16220
Poids de la protéine	35kDa
Expédition	Sac de glace