


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Crk/Crkii (Tyr221) Pour Wb, Elisa - P46108

Numéro d'article: CM0001285



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique de la CRK phosphorylée au niveau du Tyr221. Validé pour WB et ELISA avec réactivité chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'adhésion cellulaire, de la migration et des voies de signalisation des intégrines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-CRK/CRKII-Y221 Rabbit mAb
Remarques / Alias	p38; CRKII; Phospho-CRK/CRKII-Y221
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1398
GeneID	1398
Immunogène	Peptide synthétique Peptide phosphorylé synthétique autour du résidu Y221 de la CRK/CRKII CRK humaine (P46108).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P46108
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace