


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Crk/Crkii (Y221) Pour Wb Et Elisa - P46108

Numéro d'article: CM0001788



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique au Y221 phosphorylé de CRK/CRKII humain. Validé pour WB et ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation d'adhésion et de migration cellulaire médiée par CRK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-CRK/CRKII-Y221 Lapin pAb
Remarques/Alias	p38; CRKII; Phospho-CRK/CRKII-Y221
Espèce	Humain
GeneID	1398
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour du Y221 de CRK/CRKII humain (NP_058431.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P46108
Poids Protéique	34kDa
Expédition	Sac de glace