

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Crkl (Y207) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P46109

Numéro d'article: CM0001679



Introduction

Anti-Phospho-CRKL-Y207 pAb de lapin validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Un phosphopeptide synthétique autour de Y207 de CRKL (P46109) a été utilisé comme immunogène. Adapté à l'étude de la transduction du signal intracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-CRKL-Y207 pAb de lapin
Remarques / Alias	CRKL; Phospho-CRKL-Y207
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1399
GeneID	1399
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y207 de CRKL humain (NP_005198.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P46109
Poids protéique	34kDa
Expédition	Sachet de glace