


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Crmp2/Dpysl2-T514 Pour Wb, Elisa - Q16555

Numéro d'article: CM0000721



Introduction

pAc de Lapin Phospho-CRMP2/DPYSL2-T514 validé pour WB, ELISA ; cible le T514 phosphorylé du CRMP2 humain. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le développement neuronal, le guidage des axones et la signalisation des séphorines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	pAc de Lapin Phospho-CRMP2/DPYSL2-T514
Remarques/Alias	DRP2; N2A3; CRMP2; DRP-2; ULIP2; CRMP-2; DHPRP2; ULIP-2; Phospho-CRMP2/DPYSL2-T514
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1808
GeneID	1808
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour du T514 du CRMP2/DPYSL2 humain (NP_001377.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16555
Poids Protéique	62kDa
Expédition	Sac de glace