


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Csf-1R Phosphorylé (Y708) Pour Wb, Elisa - P07333

Numéro d'article: CM0001578



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique du CSF-1R phosphorylé au niveau du résidu Y708. Validé pour Western blot et ELISA sur échantillons humains. Idéal pour l'étude de la signalisation des macrophages, de l'immunité innée et de la biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-CD115/CSF-1R-Y708 Lapin pAb
Remarques / Alias	FMS; CSFR; FIM2; GPSC; HDLS; C-FMS; CD115; HDLS1; CSF-1R; BANDDOS; M-CSF-R; Phospho-CD115/CSF-1R-Y708
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1436
GeneID	1436
Immunogène	Peptide synthétique Peptide phosphorylé synthétique correspondant à la région Y708 du CSF1R humain (NP_005202.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P07333
Poids de la protéine	108 kDa
Expédition	Sac de glace