


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Cytokératine 8 (Krt8)-S74 Pour Wb Et Elisa - P05787

Numéro d'article: CM0001639



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique du phospho-site détecte la Kératine 8 humaine phosphorylée sur la Sérine 74. Validé pour WB et ELISA, convient pour l'étude de la dynamique des filaments intermédiaires et de l'intégrité épithéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-Cytokératine 8 (KRT8)-S74 pAb Lapin
Remarques/Alias	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2; Phospho-Cytokératine 8 (KRT8)-S74
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3856
GeneID	3856
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S74 de la Cytokératine 8 humaine (NP_002264.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P05787
Poids Protéique	54 kDa/56 kDa
Expédition	Sac de glace