

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Ddr1 (Y792) Pour Wb, Elisa - Q08345

Numéro d'article: CM0000869



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-DDR1 (Y792) validé pour WB et ELISA. Détecte la tyrosine kinase DDR1 (101 kDa) humaine, de souris et de rat. Essentiel pour les études de signalisation du collagène et de migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Anticorps Polyclonal de Lapin Phospho-DDR1-Y792
Remarques/Alias	CAK, DDR, NEP, HGK2, PTK3, RTK6, TRKE, CD167, EDDR1, MCK10, NTRK4, PTK3A, Phospho-DDR1-Y792
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	780
ID du Gène	780
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour de Y792 du DDR1 humain (NP_054699.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q08345
Poids Moléculaire de la Protéine	101 kDa
Expédition	Sac de glace