

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Dnmt1 (S714) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P26358

Numéro d'article: CM0000479



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique à la forme phosphorylée de DNMT1 (Ser714), validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Détecte la DNMT1 humaine phosphorylée sur la sérine 714. Adapté à la recherche sur l'héritage épigénétique, le silençage génique et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-DNMT1-S714 Rabbit pAb
Remarques/Alias	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsal; Phospho-DNMT1-S714
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1786
ID de gène	1786
Immunogène	Un peptide synthétique phosphorylé autour de la position S714 de la DNMT1 humaine (NP_001370.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P26358
Poids de la protéine	183 kDa
Expédition	Sac de glace