


Anticorps Polyclonal Anti-Phospho-Drp1-S616 Pour Wb Et Elisa - O00429

Numéro d'article: CM0000719



Introduction

Le pAb de lapin Phospho-DRP1-S616 détecte spécifiquement la DNM1L humaine phosphorylée sur Ser616. Validé pour WB et ELISA, adapté aux études de division mitochondriale, d'apoptose et de mécanismes pathologiques. Performances fiables pour la recherche et le développement diagnostique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin Phospho-DRP1-S616
Remarques/Alias	DLP1 ; DRP1 ; DVLP ; EMPF ; OPA5 ; EMPF1 ; DYMPLE ; HDYNIV ; Phospho-DRP1-S616
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10059
GeneID	10059
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide phosphorylé synthétique autour de S616 de DRP1 humain (NP_036192.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O00429
Poids moléculaire protéique	82 kDa
Expédition	Sac de glace