

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Egfr-S1070 Pour Wb, Elisa - P00533

Numéro d'article: CM0000642



Introduction

Le pAb de lapin Phospho-EGFR-S1070 détecte l'EGFR humain phosphorylé au niveau de la sérine 1070. Adapté pour WB et ELISA, cet anticorps cible un site de phosphorylation clé dans la signalisation de l'EGFR, idéal pour la recherche sur le cancer et la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb Phospho-EGFR-S1070 de lapin
Remarques / Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-S1070
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (Humain)	1956
Identifiant du gène	1956
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phospho-spécifique correspondant aux résidus autour de la S1070 de l'EGFR humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P00533
Poids de la protéine	134 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant