


Anticorps Polyclonal Anti-Egfr Phosphorylé (T669) Pour Wb, Ip, Elisa - P00533

Numéro d'article: CM0000451



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-EGFR phosphorylé (T669), validé pour Western blot, immunoprécipitation et ELISA. Il détecte spécifiquement l'EGFR humain phosphorylé sur la thréonine 669, permettant une étude précise des cascades de signalisation de l'EGFR en recherche oncologique et sur la transduction de signaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-EGFR-T669 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-T669
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1956
ID du gène	1956
Immunogène	Peptide synthétique : peptide phosphorylé synthétique autour de T669 de l'EGFR humain (NP_005219.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P00533
Poids de la protéine	134 kDa
Expédition	Sac de glace