


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Egfr-Y1068 Pour Wb, Elisa - P00533

Numéro d'article: CM0001967



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin Phospho-EGFR-Y1068 spécifique de l'EGFR phosphorylé sur la tyrosine 1068. Validé pour WB, ELISA sur échantillons humains. PM théorique 134 kDa. Idéal pour la recherche sur la transduction du signal et l'oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-EGFR-Y1068 mAb de lapin
Remarques/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1068
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1956
ID de gène	1956
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide spécifique de la phosphorylation correspondant aux résidus entourant le Y1068 de l'EGFR humain (P00533).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P00533
Poids de la protéine	134kDa
Expédition	Sac de glace