

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Egfr-Y1173 Pour Wb, Elisa - P00533

Numéro d'article: CM0001089



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-EGFR-Y1173 validé pour Western blot et ELISA. Détecte l'EGFR humain phosphorylé sur la tyrosine 1173, une tyrosine kinase réceptrice clé impliquée dans la signalisation cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-EGFR-Y1173 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1173
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1956
GeneID	1956
Immunogène	Peptide synthétique : peptide phospho-spécifique correspondant aux résidus autour de Y1173 de l'EGFR humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P00533
Poids de la protéine	134kDa
Expédition	Sac de glace