

Anticorps Monoclonal Anti-Phospho-Egfr-Y845 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P00533

Numéro d'article: CM0001238



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique de l'EGFR phosphorylé sur la tyrosine 845. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA ; idéal pour l'étude des voies de signalisation de l'EGFR en recherche oncologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-EGFR-Y845 Lapin mAb
Remarques/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1956
GeneID	1956
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y845 de l'EGFR humain (NP_005219.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P00533
Poids Protéique	134kDa
Expédition	Sac de glace