

Anticorps Monoclonal Anti-Phospho-Eif2A-S51 Pour Wb, Elisa - P05198

Numéro d'article: CM0001487



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique à la sérine 51 phosphorylée de l'eIF2 α humain (EIF2S1). Validé pour les applications WB et ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la réponse intégrée au stress et de la régulation de la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-eIF2 α -S51 Rabbit mAb
Remarques/Alias	EIF2; EIF-2; EIF2A; EIF-2A; EIF-2alpha; Phospho-eIF2 α -S51
Espèce	Humain
GeneID	1965
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05198
Poids Protéique	36 kDa
Expédition	Sac de glace