


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Eif2A (S51) Pour Wb, Ip, Elisa - P05198

Numéro d'article: CM0001600



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin détectant la eIF2 α phosphorylée endogène (Ser51) chez l'humain, la souris et le rat. Validé pour WB, IP, ELISA. Idéal pour les études sur la réponse intégrée au stress et la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-eIF2 α -S51 Lapin pAb
Remarques/Alias	EIF2; EIF-2; EIF2A; EIF-2A; EIF-2alpha; Phospho-eIF2 α -S51
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1965
GeneID	1965
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S51 de la eIF2 α humaine (NP_004085.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05198
Poids de la protéine	36kDa
Expédition	Sac de glace