


Anticorps Polyclonal Anti-Phospho-Eif4B-S422 Pour Wb, Elisa - P23588

Numéro d'article: CM0000632



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique du phospho-site dirigé contre l'EIF4B humaine phosphorylée en S422. Validé pour le Western blot et l'ELISA, reconnaît uniquement l'EIF4B humaine, avec un poids moléculaire prédit de 69 kDa. Idéal pour les études sur l'initiation de la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-EIF4B-S422 Lapin pAb
Remarques/Alias	EIF-4B; PRO1843; Phospho-EIF4B-S422
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	1975
ID de Gène	1975
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour du S422 de l'EIF4B humaine (NP_001408.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P23588
Poids de la Protéine	69kDa
Expédition	Sac de glace