

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Eif4E-S209 Pour Wb, Elisa - P06730

Numéro d'article: CM0001016



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique ciblant eIF4E (S209) pour Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et le rat ; détecte le facteur d'initiation de la traduction eucaryote 4E d'environ 25 kDa, une protéine clé de liaison à la coiffe.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin Phospho-eIF4E-S209
Remarques/Alias	CBP ; EIF4F ; AUTS19 ; EIF4E1 ; eIF-4E ; EIF4EL1 ; Phospho-eIF4E-S209
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1977
GeneID	1977
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phospho-spécifique correspondant aux résidus entourant la S209 du Phospho-eIF4E-S209 humain (NP_001959.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P06730
Poids protéique	25 kDa
Expédition	Sac de glace