


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Eif4Ebp1-S65 Pour Wb, Elisa - Q13541

Numéro d'article: CM0000431



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-eIF4EBP1-S65 validé pour WB et ELISA. Détecte la 4E-BP1 phosphorylée humaine au niveau du Ser65, une cible clé de mTORC1. Idéal pour les études sur la régulation de la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-eIF4EBP1-S65 Rabbit pAb
Remarques / Alias	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-S65
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1978
GeneID	1978
Immunogène	Peptide synthétique Peptide phosphorylé synthétique autour du S65 de la Phospho-eIF4EBP1-S65 humaine (NP_004086.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13541
Poids de la protéine	13kDa
Expédition	Sac de glace