

## Anticorps Polyclonal Anti-Phospho-Eif4Ebp1-T36 Pour Wb, Elisa - Q13541

Numéro d'article: CM0001342



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la phosphorylation contre eIF4EBP1 Thr36, validé pour WB et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour étudier la régulation de la traduction et la signalisation mTOR.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | Phospho-eIF4EBP1-T36 Lapin pAb                                                                            |
| Remarques/Alias    | BP-1 ; 4EBP1 ; 4E-BP1 ; PHAS-I ; Phospho-eIF4EBP1-T36                                                     |
| Espèce             | Humain                                                                                                    |
| GeneID (Humain)    | 1978                                                                                                      |
| Immunogène         | Peptide synthétique : un peptide phosphorylé synthétique autour de T36 de l'eIF4EBP1 humain (NP_004086.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                     |
| Catégorie          | Anticorps phosphorylés                                                                                    |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                 |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                       |
| SWISS              | Q13541                                                                                                    |
| Poids protéique    | 13kDa                                                                                                     |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                              |