


Anticorps Polyclonal Anti-Phospho-Eif4Ebp1-T70 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13541

Numéro d'article: CM0000495



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique dirigé contre eIF4EBP1 (Thr70). Validé en WB, IHC-P, ELISA avec une réactivité humaine, murine et de rat. Idéal pour étudier l'initiation de la traduction, la signalisation mTORC1 et les voies de l'insuline.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-eIF4EBP1-T70 pAb de lapin
Remarques/Alias	BP-1 ; 4EBP1 ; 4E-BP1 ; PHAS-I ; Phospho-eIF4EBP1-T70
Espèce	Humain
ID du gène humain	1978
Immunogène	Un peptide synthétique phosphorylé autour de T70 du Phospho-eIF4EBP1-T70 humain (NP_004086.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13541
Poids protéique	13kDa
Expédition	Sac de glace